




Documentazione Tubo a raggi X  
Tube Documentation  
Documentation du Tube

# RTM 77 HS 0.6/1.25



Nr. di matricola  
Tube No.  
Nr de série



Questa documentazione deve essere fornita all'utilizzatore del complesso tubo-guaina  
The contents of this documentation must be transmitted to the user of the tube-assembly  
Le contenu de cette documentation doit être transmis à l'utilisateur de la gaine équipée

Documentazione N° Documentation N° N° de Documentation	Revisione Edition Version	Data di edizione Date of release Date de l'édition	Testo originale Original text Texte original
77_S6C	A	05.05.2022	italiano / italian / italien











**I.A.E Spa**

via Fabio Filzi, 53 - 20032 CORMANO (MI) Italy  
Tel: ++39-0266303255 Fax: ++39-026152544  
<http://www.iae.it> e-mail: [iaexray@iae.it](mailto:iaexray@iae.it)





**Sommario - Table of contents - Table des matières**

Sommario - Table of contents - Table des matières .....	2
Caratteristiche - Specifications - Spécifications .....	3
Etichettatura - Labeling - Etiquetage.....	4
Dimensioni - Dimension - Dimensions .....	5
Curve di riscaldamento e raffreddamento dell'anodo Anode heating and cooling curves Courbes d'échauffement et de refroidissement de l'anode IEC 60613 (1989).....	5
CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE  0.6 - 3 Ø - 50 / 60 Hz - IEC 60613 (1989) (2010).....	6
CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE  1.25 - 3 Ø - 50 / 60 Hz - IEC 60613 (1989) (2010).....	6
CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE  0.6 - 3 Ø - 150 / 180 Hz - IEC 60613 (1989) (2010).....	7
CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE  1.25 - 3 Ø - 150 / 180 Hz - IEC 60613 (1989) (2010).....	7
Abaco per carichi in serie - Serial load rating - Abaque de charges successives  0.6 - 3 Ø - 50 / 60 Hz.....	8
Abaco per carichi in serie - Serial load rating - Abaque de charges successives  1.25 - 3 Ø - 50 / 60 Hz.....	9
Abaco per carichi in serie - Serial load rating - Abaque de charges successives  0.6 - 3 Ø - 150 / 180 Hz.....	10
Abaco per carichi in serie - Serial load rating - Abaque de charges successives  1.25 - 3 Ø - 150 / 180 Hz.....	11
Caratteristica di emissione del catodo Cathode emission characteristic Caractéristique d'émission de la cathode  0.6 - 3 Ø - (± 0.2 A) - IEC 60613 (1989) (2010).....	12
Caratteristica di emissione del catodo Cathode emission characteristic Caractéristique d'émission de la cathode  1.25 - 3 Ø - (± 0.2 A) - IEC 60613 (1989) (2010).....	12

**Dichiarazione di conformità**

Questo prodotto soddisfa i requisiti essenziali del regolamento UE 2017/745 in accordo alle norme IEC 60613, IEC 60336, IEC 60522, IEC 60526, IEC 60601-1, IEC 60601-1-3, IEC 60601-2-28.

**Declaration of conformity**







This tube fulfils the essential requirements of the regulation EU 2017/745 according to standard IEC 60613, IEC 60336, IEC 60522, IEC 60526, IEC 60601-1, IEC 60601-1-3, IEC 60601-2-28.

**Confirmation de conformité**

Ce tube remplit les exigences essentielles de le règlement UE 2017/745 en accord avec les normes IEC 60613, IEC 60336, IEC 60522, IEC 60526, IEC 60601-1, IEC 60601-1-3, IEC 60601-2-28.



**Caratteristiche - Specifications - Spécifications**

Macchie focali Focal spot Foyer	 0.6  1.25	IEC 60336
Velocità di rotazione dell'anodo Anode speed Vitesse de l'anode	50 / 60 Hz      150 / 180 Hz 2850 / 3450 min <sup>-1</sup> 8500 / 10000 min <sup>-1</sup>	
Potenza anodica nominale Nominal anode input power Puissance anodique nominale	 14 kW      22 kW  40 kW      60 kW	IEC 60613 (1989)
Potenza anodica nominale in radiografia Nominal radiographic anode input power Puissance anodique radiographique nominale	 15 kW      23 kW  41 kW      60 kW	IEC 60613 (2010)
Diametro anodico Anode diameter Diamètre de l'anode	73 mm	
Materiale anodico Anode material Matériau de l'anode	RT-TZM *	
RT = Tungsteno + Renio (5-10%) , TZM = Molibdeno + Titanio (0.40-0.55 %) + Zirconio (0.06-0.12 %) * RT = Tungsten + Rhenium (5-10%) , TZM = Molybdenum + Titanium (0.40-0.55 %) + Zirconium (0.06-0.12 %) RT = Tungstène + Rhénium (5-10%) , TZM = Molybdène + Titane (0.40-0.55 %) + Zirconium (0.06-0.12 %)		
Angolo anodico Anode angle Pente de l'anode	15 °	
Campo di radiazione Radiation field Champ de rayonnement	a 70 cm 36 cm a 100 cm 50 cm	
Filtrazione permanente Permanent filtration Filtration permanent	0.7 mm Al / 75 kV	IEC 60522
Capacità termica anodica Maximum anode heat content Chaleur maximale accumulée dans l'anode	225 kJ      300 kHU	IEC 60613 (1989)
Dissipazione termica continua Continuous heat dissipation Dissipation thermique continue	750 W      60 000 HU/min	
Dissipazione termica massima Maximum heat dissipation Dissipation thermique maximale	900 W      72 000 HU/min	
Alta tensione nominale Nominal X-ray tube voltage Haute tension nominale	130 kV	IEC 60613 (2010)
Massima corrente di filamento Max. filament current Courant dans le filament max.	5.4 A	

I dati forniti nella presente documentazione si intendono riferiti a:

The data indicated in this documentation refer to:

Les données indiquées dans cette documentation sont calculés pour:

Potenza anodica di equilibrio termico

% della capacità termica anodica

Equivalent anode input power

100 W =

% of maximum anode heat content

38%

Puissance anodique d'équilibre thermique


% de chaleur max. accumulée dans l'anode




	trasporto e stoccaggio transportation and storage transport et stockage	funzionamento operation opération	
Limiti di temperatura Temperature limits Limites de température	-10°C ÷ +80°C	+10°C ÷ +40°C	
Limiti di umidità Humidity limits Limites d'humidité	max. 80%	max. 75%	
Limiti di pressione Pressure limits Limites de pression	500 ÷ 1060 hPa	700 ÷ 1060 hPa	

### Etichettatura - Labeling - Etiquetage


#### Etichetta del tubo / Tube label / Etiquette de tube



## Dimensioni - Dimension - Dimensions




## Curve di riscaldamento e raffreddamento dell'anodo Anode heating and cooling curves Courbes d'échauffement et de refroidissement de l'anode IEC 60613 (1989)






## CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE

▣ 0.6 - 3 Ø - 50 / 60 Hz - IEC 60613 (1989) (2010)



## CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE


■ 1.25 - 3 Ø - 50 / 60 Hz - IEC 60613 (1989) (2010)






## CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE

▣ 0.6 - 3 Ø - 150 / 180 Hz - IEC 60613 (1989) (2010)



## CURVE DI CARICO SINGOLO - SINGLE LOAD RATING - ABAQUE DE CHARGE UNIQUE

■ 1.25 - 3 Ø - 150 / 180 Hz - IEC 60613 (1989) (2010)














**Caratteristica di emissione del catodo**  
**Cathode emission characteristic**  
**Caractéristique d'émission de la cathode**

▣ **0.6 - 3 Ø - (± 0.2 A) - IEC 60613 (1989) (2010)**



**Caratteristica di emissione del catodo**  
**Cathode emission characteristic**  
**Caractéristique d'émission de la cathode**

■ **1.25 - 3 Ø - (± 0.2 A) - IEC 60613 (1989) (2010)**

